

# 高速打錠



## AQUARIUS G シリーズ

KIKUSUI

AQUARIUS G シリーズは食品・医薬品生産機として開発された回転盤脱着式高速回転式錠剤機です。

菊水の従来技術を継承しつつ、回転盤脱着の簡易化、開放的な機内デザインによる清掃性・メンテナンス性の向上に加え、高速回転化による生産能力のアップを目指した最新機種になっております。

騒音対策や、粉末飛散防止対策などの環境面も対応しております。

- 高速打錠の追求
- 回転盤面ダイプレート方式
- 回転盤脱着の簡易化
- 特殊密閉攪拌フィードシュ採用
- KU12 杵対応
- 有核錠の対応



株式会社 菊水製作所


本社工場 〒604-8483 京都府京都市中京区西ノ京南上合町 104 番地  
東京営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2 丁目 2 番 3 第 3 櫻井ビル 3 階

TEL. 075-841-6326(代表) FAX. 075-803-2077  
TEL. 03-3252-5996(代表) FAX. 03-5295-8065

## CRA-RIS SYSTEM

KIKUSUI

### 連続定量混合システム



連続定量混合装置 CRA-RIS SYSTEM は、定量フィーダ (POLARIS)、連続混合装置 (CRATER・ARIES)、NIR 測定排除ユニット (SPICA) を合わせた装置です。

医薬品固形製剤製造の工程毎による『バッチ処理』を廃し、原料(粉末)の投入から打錠までの工程をひとつの機械で連続的に行うことができます。


スケールアップ不要で、生産性向上・製造スペースの狭小化・品質管理の進歩が可能となります。



株式会社 菊水製作所

本社工場 〒604-8483 京都府京都市中京区西ノ京南上合町 104 番地  
東京営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2 丁目 2 番 3 第 3 櫻井ビル 3 階

TEL. 075-841-6326(代表) FAX. 075-803-2077  
TEL. 03-3252-5996(代表) FAX. 03-5295-8065



## AURIGA

### 錠剤整列搬送装置

KIKUSUI

AURIGA は、菊水製の錠剤機と連結し、同期して、1錠ずつ順番・表裏・位置関係を維持したまま搬送し、整列状態の搬送錠剤を連続的に検査できるシステムです。

錠剤機と直接接続でき、錠剤機内から排出することなく搬送できますので、医薬品製造に最適です。

また、希望のモジュールを加えることで、金属検知など様々な検査を行うことも可能です。

更に錠剤機の前工程である秤量・混合装置「CRA-RIS SYSTEM」と接続すれば、菊水製作所の新たな連続生産システムが完成します。



株式会社 菊水製作所

本社工場 〒604-8483 京都府京都市中京区西ノ京南上合町 104 番地  
東京営業所 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2 丁目 2 番 3 第 3 櫻井ビル 3 階

TEL. 075-841-6326(代表) FAX. 075-803-2077  
TEL. 03-3252-5996(代表) FAX. 03-5295-8065